

**SONDER
AKTION!**
TOP CLEAN M



► **TOP CLEAN M**
REINIGUNG & DESINFEKTION VON
ATEMSCHUTZMASKEN & LUNGENAUTOMATEN

Profitieren Sie vom attraktiven Angebot vom
1. März 2018 bis 31. Mai 2018

► IHRE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT SIND WICHTIGER DENN JE.

Mit der Atemschutztechnologie von MSA setzen Sie bereits auf Lösungen, die für Sicherheit bei Reinigung und Desinfektion konzipiert sind. Setzen Sie auch in Ihrer Atemschutzwerkstatt auf mehr Sicherheit! In Zusammenarbeit mit MSA und MEIKO, dem innovativen Experten der maschinellen Reinigung, bieten wir Ihnen ein exklusives Angebot.

12.112,- EUR*

für das umfangreiche Gesamtpaket mit der MEIKO TopClean M Reinigungs- und Desinfektionsmaschine

* zzgl. gesetzl. MwSt. – unverbindliche Preisempfehlung

► **TOP CLEAN M:**

- **Sicher** – sichere Hygiene durch standardisierte Abläufe
 - **Schnell** – bis zu 65 % weniger Zeitaufwand gegenüber herkömmlichen Verfahren
 - **Effizient** – spart Material und optimiert den Arbeitsablauf
 - **Sparsam** – weniger Verbrauch von Chemikalien, Wasser und Energie
 - **Praxisnah** – entwickelt und erprobt mit Spezialisten der Berufsfeuerwehr
 - **Hygienisch** – kein direkter Kontakt mit der Reinigungschemie
- Optimierte Arbeitsabläufe, zuverlässige Hygiene und deutlich verkürzte Aufbereitungszeiten! Jede Minute zählt – auch in Ihrer Atemschutzwerkstatt.**

Die TopClean M ist das optimale System für die schnelle, material- und ressourcenschonende Reinigung und Desinfektion Ihrer persönlichen Schutzausrüstung. Vollautomatisch werden Atemschutzmasken, Lungenautomaten und Pressluftatmer-Trageplatten aufbereitet – bis zu 40 Masken oder 80 Lungenautomaten pro Stunde. Lungenautomaten werden in der TopClean M unter Druckbeaufschlagung gereinigt.

► **Im Preis sind folgende Teile enthalten:**

Art.-Nr.

Top Clean M Maschine	74.10.04.00
Basiskorb Edelstahl	74.10.04.01
Korbaufsatz für vier Atemschutzmasken und vier Lungenautomaten RD40/ESA	74.10.04.04
Vier Adapter für Lungenautomaten (auf M45 x 3)	74.10.04.06
Geräteunterschrank (seitlich und hinten geschlossen mit 2 Flügeltüren)	74.10.04.07
Umkehr-Osmose-Modul (GiO, integriert im Sockelunterbau)	74.10.04.08
Frischwasser-Netztrennung nach EN1717	74.10.04.14
Montage, Inbetriebnahme und Einweisung	74.10.04.10
5 l Reinigungs- und Desinfektionsmittel Sekumatik FDR (1 x 5 l Kanister)	74.12.10.01